

Diagnostiek en Meetinstrumenten

Diagnostiek

De diagnose box is gefaciliteerd door DiaMediport & Coöperatie LIZ en voorziet in de volgende diagnostische middelen:

Bloeddrukmeting	Handmatige bloeddrukmeter (incl. 3 banden)
Temperatuurmeting	Digitale voorhoofdmeter en Rectale meter
Glucosemeting	Glucosemeter + Priknaalden
Urinemeting	Urine-sticks
Zuurstofsaturatie	Saturatiemeter
Hartfrequentie	Polsteller
Ademhalingsfrequentie	Polsteller
CRP-Meting	Affineon 2 CRP-Meter + Cartridges + Priknaalden
Wondmeting	Foto + Meetlint
Gewichtsmeting	Weegschaal <i>(niet in Diagnosebox, bij cliënt zelf)</i>
Overige	Afvalcontainer, Gaasjes, Handschoenen, Ontsmettende wipes (Alcohol), Stickers en stift



Notitiekaartjes

In de Diagnosebox zitten notitiekaartjes waarop de uitkomsten van de diagnostiek ingevuld kunnen worden. Door middel van een foto eenvoudig te plaatsen in het dossier of communicatie in Siilo.

Resultaten meting Diagnose box

Naam: _____

Geboortedatum (dd-mm-jj): _____ V M

Datum meting: _____

Meting uitgevoerd door: _____

Bijzonderheden: _____

Urine stick meting (Dri-screen 10-smart)

Bloed	Waarde	Glucose	Waarde	CRP	Waarde
Bilirubine	Waarde	Bacteriën/Proteïnen	Waarde	Glucose	Waarde
Urobilinoogeen	Waarde	Leukocytën	Waarde	Waarde	Waarde
Ketonen	Waarde			Waarde	Waarde

Bloeddruk

Systolisch (bovendruk) waarde: _____ mmHg

Diastolisch (onderdruk) waarde: _____ mmHg

Heartslag waarde: _____ bpm

Puls / Oxl meter

Waarde saturatie: _____ %

Waarde hartslag: _____ bpm

Temperatuur

Waarde _____ graden C

Rectaal Infrarood

Gewichte

Waarde _____ kg

Gewicht Ongekwild

Ademhalingsfrequentie

Frequentie _____ bpm

Waarslag

Waarde hartslag _____ bpm

Meetinstrumenten

Verpleegkundigen worden gefaciliteerd met kaartjes met uitleg en informatie over de volgende meetinstrumenten:

Wondanalyse	TIME-model
Pijn	NRS-Score / VAS-Score
Cognitie	MMSE-Score
Delirium	DOS-Score